

HEART LEAF
Bee Prone



yellow



Blue



Pink



ハートリーフシリーズに新しい仲間が誕生しました
その名も ビープロン
”みつばち”のように楽しさとわくわく感を運んでくれます



特徴 1

シンプルデザインで軽い存在感

中心の支柱にすべての調整機構を取り付けることで大きな空間を確保。テーブル等に無理なく近づくことが可能です。より近い距離でコミュニケーションをとることができます。またあたたかみのある成形合板を採用することで、お部屋のインテリアにもマッチします。



旧型

新型

大きな空間を確保

滑らかなブナ材を使った成形テーブル

特徴 2

分かりやすい調整機構

起立保持具にとって大切な角度調整。ノブを回すだけで理想的な角度を設定することができます。



ノブにより簡単角度調整



ポールの角度を任意に設定

特徴 3

セミモジュール対応

Bee Proneは各部品を規格化することによって、お客様の身体状況に合わせて最適な部品を選択し自由自在に組み合わせ、的確なフィッティングをお届けします。

セミモジュール部品寸法 (単位mm)

	S size	M size	L size
Xフレーム(幅×長さ)	540×800	540×860	590×900
支柱長さ (対応身長)	500 (750-1000)	700 (1000-1250)	900 (1250-1500)
テーブル	555×709(ふち折り部含む)		
胸ロール幅	170/195	220/245	270/295
骨盤パッド深さ	80	100	120
膝パッド幅	80	100	120
傾斜角度	0~15度		
組立重量(参考値)	18kg	20kg	22kg

価格 **¥220,000**~ (非課税)