

# 車椅子をご使用のお客さまへ

お客さまに安全に愛車をご使用いただくために、  
当社車いす安全整備士が点検いたします。

川村義肢 **プロ**  
**メンテナンス**  
KAWAMURA Pro MAINTENANCE

## 手動車椅子点検サービス

お客さまの愛車を  
ベストなコンディションに

点検することで急なトラブルを未然に防ぎ、  
安全に安心してご使用いただけます。  
日常生活はもちろん、ご旅行の前などに  
実施されると、出先でも安心です。

キャスターの回転を確認します

ブレーキの調整を行います

各部増し締めを行います

### 手動車椅子点検サービスでは…

#### 手動車椅子 点検サービス

料金 **¥5,400** (税込)

ご修理の際に、併せて点検させていただきます。

●点検のみご希望の場合は、担当者がご自宅へご訪問・お預かりし、  
弊社工場にて車いす安全整備士が点検いたします。

《ご注意点》

- \* 別途、出張料がかかる場合がございます。
- \* 納期等、詳細は弊社係員までお問い合わせください。

●大東本社でのご来社による点検も可能です。(要予約)

※訪問可能/来社受付時間は平日9:00~17:30までとなります。

※お支払いに関して、市町村からの補助金等は原則ございません。  
個人負担にてお支払いいただきます。

#### 主な点検部分

- 車輪  
タイヤの摩耗や空気圧/リム、スポーク、ハンドリムの破損
- キャスター  
キズや摩耗、劣化/回転
- ブレーキ  
駐車ブレーキ/制動ブレーキ  
フットブレーキ
- フレーム  
ヒビや破損/異音やぐらつき  
開閉やロック機構
- シート  
破損/固定ネジの緩み
- フットサポート  
亀裂や破損/緩み
- アームサポート  
破損や緩み/可動箇所

上記以外にも、様々な要素からお客さまのご使用状況を  
把握し、細部にわたって点検いたします。

\*車椅子のタイプによって点検箇所は多少異なります。

**k** 川村義肢株式会社

<http://www.kawamura-gishi.co.jp/>

川村義肢

検索

- 大東本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL. 072 (875) 8020
- 大阪南営業所 TEL.072 (260) 0133 ●兵庫営業所 TEL.072 (780) 1645
- 京滋営業所 TEL.075 (604) 1551 ●和歌山営業所 TEL.073 (432) 0685