



N-Style-Smart

NSS

N-Style-Smart

車載用座位保持椅子
意匠登録第1576108号

適用身長 Mサイズ：120cm～
Lサイズ：150cm～

わずか
1.5kgの軽さ

※ 走行中は、お車のシートベルトを
必ず着用して下さい。


移乗が
楽

ママの腕に抱かれているような安心感。
太目のパッドが優しく包み込みます。

メッシュ素材
不快な蒸れを抑えます

太目のパッド
車の揺れにもしっかりサポート
上下調整も可能です


4点止めの股ベルト
骨盤をしっかり支えます



	Mサイズ	Lサイズ
H1	255	255
H2	510	510
H3	250～	270～
H4	140	160
B	620～900	720～1000
G	620～900	680～1000
W	290	290

(mm)

お車への取り付けも
Smart



※ 下記のようなシートには、取り付けることができません。
・シートとヘッドレストが一体型のシート
・シートの下側に取付ベルトを通すための隙間がないシート
・シート背面が隠れているシート

本製品使用時のご注意

警告：お車のシートベルトは、必ず兼用して下さい。

お車のシートの角度を変えると利用者の状態も変わります。

シート角度を変えた時は、胸ベルトの位置と胸周を再度調整してください

取扱店

 **NOC**
Needs Oriented Corporation

株式会社 NOC
〒739-0264
広島県東広島市志和町七条椋坂 885-1
Tel. 082-433-5105
fax 082-433-5106

●印刷などの関係により、掲載の写真と実際製品の色は異なります。
●製品のデザインや仕様などは予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください